

**FICHE TECHNIQUE PRODUIT:**

**MD1500**

**GLACIERE POUR INSULINE PORTABLE: Code Produit: MD1500**

**Description:**

**Cette glacière est parfait pour transporter des médicaments personnels, l'insuline, les vaccins, Flacons Botox, Des prélèvements sanguins, des échantillons biologiques et de la distribution des médicaments sensibles à la chaleur. Il est également adapté pour les centres de santé et de l'élevage. Nous sommes le distributeur européen pour ce produit.**



<b>TEMPERATURE</b>	<b>Conserve entre 2 et 8 °C à une température ambiante de moins de 32C</b>
<b>Poids à vide:</b>	<b>3.5KG</b>
<b>Capacité/Dimensions Interne:</b>	<b>1.5L 18x10x8 cm</b>
<b>Dimensions Externe</b>	<b>24x17x19.5 cm</b>
<b>Température Réfrigération</b>	<b>2-8°C (température ambiante de moins de 32C)</b>
<b>Tension d'entrée / de sortie (Chargeur AC)</b>	<b>AC100V-240V/DC9.0V</b>
<b>Courant d'entrée (Chargeur AC)</b>	<b>A4</b>
<b>Tension d'entrée / de sortie (Chargeur Batterie)</b>	<b>AC100V-240V/DC9.0V</b>
<b>Courant de sortie (chargeur de batterie)</b>	<b>2A</b>
<b>Tension d'entrée / de sortie (courant de voiture)</b>	<b>DC12V-24V/DC9.0V</b>
<b>Courant (courant de véhicule)</b>	<b>4A</b>
<b>Tension (batterie lithium)</b>	<b>DC7.4V</b>
<b>Capacité (batterie lithium)</b>	<b>16000mAH</b>
<b>Puissance</b>	<b>18W/Dc9.0V;13W/DC7.4V</b>
<b>Écran</b>	<b>affichage de la température LED, Utilisation des touches faciles</b>
<b>Accessories</b>	<b>Bandoulière, sac pour accessoires, adaptateur pour véhicule</b>
<b>Garantie</b>	<b>1 an</b>

**The Cool Ice Box Company Ltd.**

27 Broad St, South Molton , Devon EX36 3AQ

UK Office no: 01598 740 685

European Office: 00 33 (0) 553836230

VAT No. 118 9513 02

[www.coolicebox.fr](http://www.coolicebox.fr)

[info@coolicebox.com](mailto:info@coolicebox.com)

**NOMAD est la marque de The Cool Ice Box Company Ltd.**

Siege Sociale  
13 Mill Street  
Bideford, Devon  
EX39 2JJ