

Glaciere Medicale Nomad 20L

Réf Produit: MD2038

Cette Glacière Médicale NOMAD a été conçue spécifiquement pour le stockage de produits médicaux, dont les limites de température de sécurité sont essentielles en transit ou en cours d'utilisation. Ces produits comprennent des vaccins pour les animaux et les êtres humains dans la prévention, le traitement ou le soulagement de la maladie. MD3268 est conforme à la Directive sur les appareils médicaux 93/42/EEC pour le marquage CE.



Volume utilisable de l'espace réfrigérant	20 Litres
Dimensions de l'espace utilisable	45 x 19 x 24 cm
Poids à vide (Sans Briques HTIPCM)	7 kg
Poids (y compris HTIPCM Briques et Liner)	9.5 kg
Dimensions Externes	56 x 26 x 35 cm
Dimensions intérieures minimales (sans doublure et Briques)	47.5 x 30 x 28 cm
Volume interne (sans doublure et briques HTIceGel)	40 litres
Durée du froid du système de réfrigération PCM (suspension de sang et d'érythrocytes entiers)	HTI-04P-PCM Bricks 15 heures à une température de -20 C jusqu'à +24 C
Durée du froid du système de réfrigération PCM (Plasma frais congelé)	HTI-30N-PCM Bricks 15 heures à une température de -32 C jusqu'à +28 C
HTIceGel Réfrigérant/Durée du froid	HTIceGel HTBh-410/2/41x25.5x3.5cm (16.1*10.0*1.1")/32 hrs. @ 43oC (109.4oF)
HTI Ice Water Réfrigérant	Briques
Moulage extérieur et intérieur (moulage par injection)	*PP EPC30R-H
Moules de couvercle (Injection intérieure et extérieure)	*PP EPC30R-H
Isolation (mousse in situ) :	Côtés, fond et couvercle en mousse à cellules fermées
Matériel Doublure	Laminé PVC / Aluminium, NBR isolation thermique.
Type de couvercle et de joint	Couvercle articulé et amovible; Au-dessus du centre Encastré, avec cellule fermée EVA comprimée Joint mousse
Surfaces Internes	antibactérien
Transport et Manipulation	Poignée moulée avec sangle d'épaule
Thermomètre digital	Au choix de l'utilisateur (recommandé)
Emballage	Carton d'emballage EPS et de fibre
Dimensions carton d'expédition	61.5 x 44 x 42 cm 1 pièce par carton

*ROHS Directive 2012/95/EC conforme

** EPA 3050B:1966; BS EN 1122:2001; EPA 3052:1966/7473:1998; EPA 3540C/3550C; conforme

UK Office no: 0800 051 6788
European Office: 00 33 (0) 553836230

GB VAT No. 118 9513 02

www.coolicebox.fr
info@coolicebox.com
NOMAD est la marque de
The Cool Ice Box Company
Ltd.

Siege Sociale:
13 Mill Street
Bideford, Devon
EX39 2JJ