

Glacière Nomad Medical Cold Chain N° de produit : MB28L

Description:

MB28L est une glacière médicale Medical Cold Chain Cooler conçue spécifiquement pour être utilisée principalement comme conteneur temporaire autonome ou avec une fonction de stockage quand des limites de température strictes doivent être observées pendant le transport ou une utilisation, pour des produits médicaux comme les vaccins pour les patients dans la prévention, le traitement ou le soulagement de maladies. MB28L est conforme à la Directive sur les appareils médicaux 93/42/EEC pour le marquage CE.

CE



Volume utilisable de l'espace réfrigérant utilisable/Dimensions :	10.53Litre /34.9x14.5x20.8cm
Poids à vide/Poids avec packs de gel :	5.6kg /14.56kg
Dimensions internes/Capacité vide :	28Litre /43.5x24.5x27cm
Dimensions externes :	52x32x34.5cm
Surface interne/Surface externe :	Moulages par injection PP EPC30R-H/PP EPC30R-H
Revêtement :	PVC/Laminé aluminium, mousse à cellules fermées NBR (K=0.034)
Type de couvercle et joint :	Moulages par injection intérieur et extérieur PP EPC30R-H, charnière avec double loquet central et joint en mousse à cellules fermées EVA comprimé
Isolation (mousse in situ) :	Côtés, fond et couvercle en mousse à cellules fermées PU (K = 0,032)
Pack réfrigérant/N. de/Dimensions :	HTIceGel HTBh-165/6/16x9.5x3.4cm (6.3x3.8x1.3")/0.433kg (0.95 lb)
Thermomètre numérique :	TPM-30
Enregistreur de données de température :	Optionnel
Durée de conservation du froid à partir de la fermeture du couvercle à 10°C :	35 h @ 43°C (109.4°F) de température ambiante (L'utilisateur peut spécifier la durée de conservation du froid. Le volume réfrigéré utilisable peut changer en fonction.)
Température minimum dans le volume réfrigéré :	+2°C (33.8°F)
Emballage :	Sac en PE + carton extérieur en carton
Dimensions carton d'expédition :	72x60x37cm
Pièces/Poids par carton :	2/30.12kg
Cartons/Pcs. par 20' TEU (Pcs Tot.): Poids net (FCL) :	291/582 8,764kg

NOTES :

Matériau externe résistant aux UV

Le produit ne contient pas de plomb, mercure, cadmium, chrome hexavalent, biphényles polybromés (PBB), éthers de biphényles polybromés (PBEB) ou composés contenant du benzène

L'isolation en mousse à cellules fermées n'utilise pas de CFC comme agent de soufflage

L'indice de protection est conforme aux normes IEC 60529 - IP55

www.coolicebox.com
info@coolicebox.com
**NOMAD is the TM of The Cool
Ice Box Company Ltd.**

The Cool Ice Box Company Ltd.
 27 Broad St, South Molton, Devon EX36 3AQ
 UK Office no: 00 44 (0)1598 740 685
 European Office: 00 33 (0) 553836230

GB VAT No. 118 9513 02

Registered Address:
 13 Mill Street
 Bideford, Devon
 EX39 2JJ