

**GLACIERE POUR INSULINE PORTABLE : Code Produit: JYK-CIB**

**Description:**

Cette glacière est parfait pour transporter des médicaments personnels, l'insuline, les vaccins, Flacons Botox, Des prélèvements sanguins, des échantillons biologiques et de la distribution des médicaments sensibles à la chaleur. Il est également adapté pour les centres de santé et de l'élevage. CE.

Ce produit peut stocker 3-4 stylos d'injection (Novo stylo) ou 3 x une dose stylos d'injection; L'insuline et l'interféron peuvent accueillir environ 15-20 recharges



(stylos non inclus)

<b>TEMPÉRATURE</b>	<b>Conserve entre 2 et 8 °C à une température ambiante de moins de 30 C</b>
<b>Poids à vide:</b>	<b>0.65kg</b>
<b>Capacité/Dimensions Interne:</b>	<b>175 x 60 x 25mm</b>
<b>Dimensions Externe:</b>	<b>210 x 90 x 95 mm</b>
<b>Température Réfrigération</b>	<b>2-8 °C (température ambiante de moins de 320C)</b>
<b>Tension d'entrée)</b>	<b>DC7.4-12V</b>
<b>Puissance</b>	<b>8W-24W +- 5%</b>
<b>Alarme</b>	<b>Oui</b>
<b>température réglable</b>	<b>2-25C</b>
<b>Batterie</b>	<b>7.4V 4000mAh Lithium</b>
<b>Écran</b>	<b>affichage de la température LED, Utilisation des touches faciles</b>
<b>Accessoires</b>	<b>Batterie, adaptateur interne, cordon d'alimentation, instructions, carte de garantie.</b>
<b>Garantie</b>	<b>1 an.</b>

**The Cool Ice Box Company Ltd.**

27 Broad St, South Molton , Devon EX36 3AQ

UK Office no: 01598 740 685

European Office: 00 33 (0) 553836230

VAT No. 118 9513 02

[www.coolicebox.fr](http://www.coolicebox.fr)

[info@coolicebox.com](mailto:info@coolicebox.com)

**NOMAD est la marque de The Cool Ice Box Company Ltd.**

Siege Sociale  
13 Mill Street  
Bideford, Devon  
EX39 2JJ